

Activator universal Plus

Optosil®/Xantopren®

Instrukcja stosowania

Informacja techniczna

Elastomerowy materiał do wycisków precyzyjnych na bazie silikonu, kondensacyjnie sieciujący

Optosil®/ Xantopren®	EN ISO 4823	Kolory	Baza	Dozowanie* ²		Czas mieszania s	Czas pracy* ¹ min:s	Czas wiąz. w ustach min:s	Twardość wg Shore A	Odszt. Po Ścisk. %	Odpřez. elast. %	Zmiana wym. Liniow (skurcz) %
				Activator universal Plus płynny	pasta							
Optosil® Comfort®	Typ 0	żółty	1 łyżka (10,7g/ 9,5ml)	6–8 kropli (0,14g/ 0,13ml)	6–8 jedn. (0,32g/ 0,29ml)	30	1:00	4:00	63	1,5	98,6	0,3
Optosil® P Plus	Typ 0	żółty	1 łyżka (14,4g/ 9,5ml)	4–6 kropli (0,09g/ 0,09ml)	4–6 jedn. (0,21g/ 0,19ml)	30	1:00	4:00	68	1,7	99,0	0,3
Xantopren® H green	Typ 1	zielony	6 jedn. (11,0g/ 8,8ml)	12 kropli (0,27g/ 0,26ml)	12 jedn. (0,65g/ 0,59ml)	30	1:00	4:00	53	3,2	99,5	0,6
Xantopren® M mucosa	Typ 2	poma- rańczowy	12 jedn. (9,0g/ 7,6ml)	12 kropli (0,27g/ 0,26ml)	12 jedn. (0,65g/ 0,59ml)	30	1:30	4:00	35	6,2	99,4	0,7
Xantopren® L* ⁴ blue	Typ 3	niebieski	12 jedn.* ³ (8,6g/ 7,6ml)	12 kropli (0,27g/ 0,26ml)	12 jedn. (0,65g/ 0,59ml)	30	1:30	4:00	50	4,5	99,5	0,8
Xantopren® VL* ⁴ Plus	Typ 3	niebieski	12 jedn.* ³ (8,5g/ 7,6ml)	12 kropli (0,27g/ 0,26ml)	12 jedn. (0,65g/ 0,59ml)	30	1:30	4:00	45	5,4	99,6	0,8

*¹ Przy temperaturze 23 °C / 73 °F, 50 % wilgotności. Wyższa temperatura skraca, a niższa wydłuża czas wiązania.

*² 1 kreska podziałowa = 1,3 cm (w odniesieniu do dostępnego bloczka do mieszania)

*³ Dolny pierścień miseczki do mieszania odpowiada 7,6 ml

*⁴ W przypadku stosowania dozownika: 1 przesuw (4,5 g / 4,0 ml) + 6 kropli (0,14 g / 0,13 ml)

Typ 0 = pasta - kit

Typ 1 = konsystencja o wysokiej gęstości

Typ 2 = konsystencja o średniej gęstości

Typ 3 = konsystencja o niskiej gęstości

Należy przestrzegać podanego schematu dawkowania.

Niniejsze dane zostały przekazane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w oparciu o wyniki wewnętrznych badań.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

Asortyment Optosil®/Xantopren® jest pełną ofertą. Składniki systemu mogą być indywidualnie stosowane do wszystkich technik wyciskowych. Nie polecamy stosowania z innymi masami wyciskowymi lub aktywatorami. Przed pierwszym użyciem należy skontrolować, czy są widoczne uszkodzenia. Nie wolno stosować uszkodzonych produktów. Po użyciu dokładnie zamknąć.

Sporządzanie modelu:

Model można wykonać po 30 min od pobrania wycisku. Wymiary wycisku nie ulegają zmianom przez 7 dni.

Zalecane materiały do odlewu:

Można stosować wszystkie dostępne w handlu gipsy protetyczne.

Polecamy:

Gips klasy III np. MOLDANO®/MOLDADUR®

Gips klasy IV np. MOLDASTONE®/MOLDASYNT®

Metalizowanie:

Wyciski mogą być miedziane lub posrebrzane przy użyciu zwykłych, popularnie dostępnych kąpielii metalizujących.

Dezynfekcja:

Wyciski mogą być dezynfekowane poprzez zanurzenie w 5,25 % roztworze podchlorynu sodu przez 10 min*. W przypadku stosowania innych środków nadających się do dezynfekcji silikonów należy przestrzegać zaleceń producenta stosowanych środków.

** Gelson Luís Adabo, DDS, PhD, Elaine Zonarotti, Renata Garcia Fonseca, and Carlos Alberto dos Santos Cruz, DDS, PhD Effect of disinfectant agents on dimensional stability of elastomeric impression materials. J Prosthet Dent, 81, 621-4, 1999*

Kleje:

Zalecamy stosowanie kleju Universal Adhesive Heraeus Kulzer.

Warunki przechowywania:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C/77 °F.

Ostrzeżenia i wskazówki dla aktywatora:

Produkt łatwopalny. Wdychanie może powodować problemy zdrowotne. Może wystąpić podrażnienie oczu, organów oddechowych i skóry. W razie podrażnień należy spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić ubranie ochronne. Należy nosić odpowiednie rękawiczki (EN 374, kat. III, np. Dermatrill fi rmy KCL, Niemcy). Nie wkładać do ust i nie połykać. Jeżeli po połknięciu wystąpią

dolegliwości zdrowotne, natychmiast skontaktować się z lekarzem. W rzadkich przypadkach może dojść np. do niedrożności jelit. U osób nadwrażliwych może pojawić się reakcja alergiczna na produkt. Nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią oraz dzieci poniżej 6 roku życia. Do stosowania tylko przez lekarzy stomatologów.

Nasze porady techniczne w zakresie zastosowania, czy to w mowie, piśmie czy w drodze prób oparte są na naszej najlepszej wiedzy i dobrej wierze, działają jednak jako niewiążące wskazówki bez żadnej gwarancji, także w odniesieniu do ochrony praw osób trzecich i nie zwalniają użytkownika od obowiązku własnej oceny czy dostarczane przez nas produkty nadają się do zamierzonych celów i procedur. Zastosowanie, użycie i opracowywanie produktów następuje poza naszymi możliwościami kontroli i leży dlatego wyłącznie w obszarze odpowiedzialności użytkownika. Gwarantujemy oczywiście wolną od jakichkolwiek zastrzeżeń jakość naszych produktów według naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dystrybucji.

Biuro:

ul. I Dywizji Pancерnej 45, pok. 201
43-300 Bielsko-Biała
+48 (33) 496 35 39
biuro@heraeus-kulzer.pl

Country Manager:

Jarosław Bruszewski
+48 600 047 209
j.bruszewski@heraeus-kulzer.pl

Konsultanci:

lek. dent. Małgorzata
Grzegorzak-Nowakowska +48 600 975 896
tech. dent. Przemysław Rajczak
+48 602 267 218

Przedstawiciele:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Kielce
Konrad Kedziora +48 600 976 698

Warszawa, Lublin, Rzeszów
Grzegorz Welo +48 600 976 792

Poznań, Kalisz, Wrocław, Konin, Sieradz
Piotr Kupis +48 604 241 425

Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń
Grzegorz Rymarzak +48 502 261 007