


Charisma® OPAL flow

*Twój sposób
na optymalną
płynność*

Korzyści na pierwszy rzut oka

- Niewielki skurcz i wysoka wytrzymałość na zginanie
- Bardzo duża nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich
- Niecieknąca strzykawka
- Optymalna płynność dzięki właściwościom tiksotropowym (lepkość na życzenie)

Wspaniała wytrzymałość, niewielki skurcz Charisma® OPAL flow.



Źródło: Heraeus Kulzer R&D, Wehrheim, Niemcy. Dane niepublikowane. Dokumentacja dostępna.

system Charisma® OPAL

Tworzy efekt naturalnego wypełnienia w prosty i bezpieczny sposób.

CHARISMA®

Prostota + Użyteczność = Piękno

Charisma® OPAL flow

Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich zapewniająca bezpieczne diagnozowanie i łatwość użycia pozwalająca na osiągnięcie wytrzymałych i bezpiecznych wypełnień.

Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich

Wypełnienie kompozytowe łatwo odróżnić od pozostałej struktury zęba ze względu na wspomniane właściwości kompozytu w zakresie nieprzepuszczalności promieni rentgenowskich.

Charisma® OPAL flow zapewnia optymalną i wiarygodną diagnozę. Duża nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich została niedawno potwierdzona przez grupę badawczą prowadzoną przez Dr. Peter'a Yamen.



Nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich



Łatwość użycia

Łatwość użycia

Charisma® OPAL flow tworzy jednolite, gładkie powierzchnie tam, gdzie ubytek jest trudnodostępny.

Jest to idealna podbudowa dla kompozytu o wyższej lepkości. Kompozyt półpłynny zachowuje swój kształt i położenie bezpośrednio po zastosowaniu. Płynięcie następuje wyłącznie pod naciskiem instrumentu, ze względu na właściwości tiksotropowe.

Charisma® OPAL flow – zastosowanie

- Poszerzone lakowanie bruzd
- Wypełnienia ubytków – jako pierwsza warstwa dla ubytków klasy I i II
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy V
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy I i II w miejscach, które nie są narażone na siły żucia
- Minimalnie inwazyjne wypełnienia klasy III
- Drobne naprawy uzupełnień bezpośrednich i pośrednich, łączonych za pomocą odpowiedniego środka wiążącego

Zestawy

- Charisma® OPAL/GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
Basic Syringe Combi 66038307
strykawki 4 g w kolorach A2, A3, A3,5, B2, CO, OD
kolornik, miseczki do bondu, instrukcja obsługi
1 x 4 ml GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
2 x 2,5 ml wytrawiacza GLUMA Etch 20 Gel
aplikatory, końcówki na strzykawki z wytrawiaczem,
błoczek do mieszania
- Charisma® OPAL/GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
Master Syringe Combi 66038308
strykawki 4 g w kolorach:
A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, CO, OL, OM, OD
kolornik, miseczki do bondu, instrukcja obsługi
1 x 4 ml GLUMA Comfort Bond + Desensitizer
2 x 2,5 ml wytrawiacza GLUMA Etch 20 Gel
aplikatory, końcówki na strzykawki z wytrawiaczem,
błoczek do mieszania
- Charisma® OPAL flow Asortyment 66043422
Strzykawki 1,8 g w kolorach
A1, A2, A3, Baseline
- Charisma® OPAL kolornik 66037881

Charisma® OPAL Uzupełnienia

- Strzykawka 4 g w kolorach
- strzykawka – A1 -enamel 66037689
 - strzykawka – A2 -enamel 66037690
 - strzykawka – A3 -enamel 66037702
 - strzykawka – A3,5 -enamel 66037701
 - strzykawka – A4 -enamel 66037703
 - strzykawka – B1 -enamel 66037704
 - strzykawka – B2 -enamel 66037705
 - strzykawka – B3 -enamel 66037706
 - strzykawka – C2 -enamel 66037688
 - strzykawka – BL -enamel 66037686
 - strzykawka – OL -opaque light 66037684
 - strzykawka – OM -opaque medium 66037683
 - strzykawka – OD -opaque dark 66037685
 - strzykawka – CO -clear Opal 66037687

Charisma® OPAL flow Uzupełnienia

- Strzykawka 1,8 g w kolorach
- strzykawka - A1 66040900
 - strzykawka - A2 66040951
 - strzykawka - A3 66040952
 - strzykawka - A4 66040953
 - strzykawka - B2 66040954
 - strzykawka - OM -opaque medium 66040955
 - strzykawka - Baseline 66040956

Tabela doboru kolorów:

Kolor	OD	OM	OL	CO	BL	D2	C2	B3	B2	B1	A4	A3,5	A3	A2	A1
Zębina/Opaque					OL	OD	OM	OD	OD	OL					
Szklivo/Enamel					BL	B1	C2	B3	B2	B1		A3,5	A3	A2	A1