

Heraeus

Odkryj kolejny wymiar
naturalnego piękna.

Charisma[®] Diamond.

CHARISMA[®]

Naturalne piękno



Nowy kompozyt Charisma® Diamond

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna.

Przedstawiamy Charisma® Diamond.

Po pięciu latach badań, Heraeus z dumą wprowadza Charisma Diamond, nowy wymiar naturalnego piękna. Poszerzając granice estetyki, jakości i rezultatów, Charisma Diamond pozwala na wykonanie idealnie naturalnych uzupełnień.

Wytrzymałość

Odkryj minimalny skurcz i naprężenie skurczowe, bardzo gładką powierzchnię, dużą elastyczność oraz zoptymalizowaną twardość powierzchni.

Łatwość opracowywania

Odkryj przedłużony czas opracowywania, nawet w warunkach oświetlenia roboczego. Charisma Diamond to nieklejący materiał o lepszej skuteczności w zakresie modelowania.

Wszechstronność

Odkryj bardzo dobre rezultaty uzyskiwane za pomocą techniki jednego koloru w prostych przypadkach, a jeszcze lepsze rezultaty uzyskiwane za pomocą techniki wielowarstwowej. Stwórz piękne uzupełnienia korzystając z Charisma Diamond.

Odkryj nowy wymiar nanohybrydowy

Dzięki innowacyjnej recepturze nanohybrydowej, Charisma Diamond zapewnia wszystkie wyjątkowe właściwości, jakich oczekuje się od marki Charisma.

Charakterystyka chemiczna Charisma Diamond

Opatentowana matryca i nowo opracowany system wypełniacza nanohybrydowego skutkują lepszą estetyką, wytrzymałością i łatwością opracowywania.

Efekt zmiany koloru Charisma Diamond

Charisma Diamond dostosowuje kolor do otaczającej go struktury zęba, w celu uzyskania wyjątkowo naturalnego wyglądu.

Technika Charisma Diamond

Technika nakładania Charisma Diamond daje wyraźne korzyści estetyczne.

Jakość zastosowania Charisma Diamond

Maksymalne możliwości nawet w przypadku najtrudniejszych uzupełnień.




Nowy kompozyt Charisma® Diamond


Odkryj kolejny wymiar dopasowania koloru.

Odkryj kolejny wymiar dopasowania koloru.

Charisma Diamond wykazuje wspaniałe własności dopasowania koloru. Zastosowanie nanocząsteczek zapewnia idealne dopasowanie koloru, łatwość polerowania oraz wyjątkowo długotrwały wysoki połysk.



Charisma Diamond automatycznie dopasowuje się do koloru otaczającego zęba i jego struktury, umożliwiając stworzenie uzupełnienia o naturalnym wyglądzie.



Źródło: prof. Claus-Peter Ernst, Uniwersytet w Moguncji, Niemcy.

Niewykrywalne brzegi

Idealne dostosowanie współczynnika załamania światła wypełniaczy i macierzy przyczynia się do uzyskania praktycznie niewykrywalnych brzegów uzupełnienia.

Zupełnie naturalny wygląd

Ultradrobne cząsteczki wypełniacza tworzą błyszczącą powłokę, porównywalną z naturalnym szkliwem.

Odkryj koncepcję Charisma Diamond

Technika nakładania Charisma Diamond zapewnia idealne rezultaty estetyczne. Odtwórz naturę z pomocą 21 kolorów naśladowujących anatomię naturalnego zęba.

Nieprzezierny kolor masy zębiny

Służą do odtworzenia nieprzezierności zębiny lub powlekania przebarwionych zębów.

- OB nieprzezierny - do zębów wybielanych
- OL nieprzezierny jasny
- OM nieprzezierny średni
- OD nieprzezierny ciemny

Kolory masy siecznej

Kolory przezierny


Stosowane jako idealne wykończenie uzupełnienia. Cztery kolory zapewniają największą przezierność i najmniejszą intensywność koloru. CL (przejrzysty) oraz AM (bursztynowy) są nakładane na uniwersalne odcienie w celu stworzenia bardziej naturalnego wyglądu.

Kolory opalizujące

Wewnętrzna opalizacja kolorów CO (opalizujący przejrzysty) i YO (opalizujący żółty) pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu estetycznego.

Kolory uniwersalne

Kolory uniwersalne służące do uzyskania naturalnie pięknych rezultatów obejmują gamę o średniej przezierności w jednym odcieniu. Można je stosować z dodatkowymi warstwami nieprzezierny masy zębiny i/lub masy siecznej lub niezależnie.




Nowy kompozyt Charisma® Diamond

Odkryj kolejny wymiar wytrzymałości.


Odkryj charakterystykę chemiczną Charisma Diamond.

Struktura molekularna Charisma Diamond łączy wyjątkowo dużą wytrzymałość z minimalnym skurczem, pozwalając na osiągnięcie wyjątkowej charakterystyki użytkowania. Charisma Diamond przewyższa konkurentów, przy czym jest całkowicie kompatybilny z metakrylanowymi materiałami łączącymi i technikami łączenia.

Wyjątkowa charakterystyka mechaniczna



Specjalny, usieciowany, niskokurczliwy monomer



Źródło: Heraeus Kulzer F&E, Wehrheim, Niemcy, dane niepublikowane, dokumentacja dostępna.

Korzystna wytrzymałość na zginanie.

Odporność na nacisk w trakcie żucia oznacza wysoką odporność na pęknięcia, długotrwałe uzupełnienia.

Korzystne niskie naprężenie skurczowe.

Poprawa integralności brzeżnej oznacza ochronę przed odbarwieniem i próchnicą wtórną.

Odkryj gamę produktów Charisma Diamond.

Asortyment i zestawy

Charisma Diamond Intro Kit (zestaw startowy) 66043863
3 strzykawki x 4 g / A2, A3, OM, kolornik

Charisma Diamond Basic Kit (zestaw podstawowy) 66043864
6 strzykawek x 4 g / 2 x A2, A3, A3.5, OM, OD

Charisma Diamond Master Kit (zestaw mistrzowski) 66043881
10 strzykawek x 4 g / A2, A3, A3.5, A4, B2, C2, OM, OD, CL, BL
+ GLUMA 2Bond, żel do wytrawiania GLUMA Etch
+ kolornik + akcesoria

Charisma Diamond Shade Guide (kolornik) 66044554



Uzupełnienia strzykawek 1 x 4 g

Kolory uniwersalne	Nr. Art.
A1	66043882
A2	66043883
A3	66043884
A 3.5	66043885
A4	66043886
B1	66043887
B2	66043888
B3	66043889
C2	66043890
C3	66043891
D3	66043892

Nieprzezierny kolor zębiny	Nr. Art.
OL nieprzezierny jasny	66043893
OD nieprzezierny ciemny	66043894
OM nieprzezierny średni	66043895
Kolory do zębów wybielanych	
BL - do zębów wybielanych, jasny	66043896
BXL - do zębów wybielanych, extra jasny	66043897
OB - do zębów wybielanych, nieprzezierny	66043898
Kolory masy siecznej	
CL przejrzysty	66043899
AM bursztynowy	66043900
CO przejrzysty opalizujący	66043901
YO żółty opalizujący	66043902

Heraeus - Kulzer kontakt w Polsce

☎ / 📠 (33) 496 35 39, ✉ biuro@heraeus-kulzer.pl

Country Manager: Jarosław Bruszewski

Konsultant firmy Heraeus:

stomatologia: lek. dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska

☎ +48 600 975 896, ✉ m.grzegorzak@heraeus-kulzer.pl

Przedstawiciele regionalni Heraeus:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków i okolice-

Konrad Kędziora, ☎ +48 600 976 698, ✉ k.kedziora@heraeus-kulzer.pl

Radom, Lublin, Rzeszów, Kielce i okolice-

Grzegorz Welo, ☎ +48 600 976 792, ✉ g.welo@heraeus-kulzer.pl

Poznań, Kalisz, Sieradz, Wrocław i okolice-

Piotr Kupis, ☎ +48 604 241 425, ✉ p.kupis@heraeus-kulzer.pl

Trójmiasto, Bydgoszcz, Toruń-

Grzegorz Rymarzak, ☎ +48 502 261 007, ✉ g.rymarzak@heraeus-kulzer.pl

www.heraeus-kulzer.pl