






Zęby akrylowe Artic - niezwykle prosty wybór

Zęby akrylowe Artic występuje w kilkunastu fasonach. Wykonane są z kilku warstw materiału akrylowego i charakteryzują się naturalną translucencją.

Wykonane są w technologii **INCOMP - injection – compression** – jest to system produkcji, który wyeliminował zamykanie się pęcherzyków powietrza wewnątrz zębów akrylowych oraz sprawił, że wyeliminowano skurcz polimeryzacyjny podczas technologii produkcji zębów. Dzięki tej technologii produkcji otrzymano produkt jednolity w swojej budowie oraz pozbawiony pęcherzyków powietrza.

	górne	dolne	0°	10°	20°
owal 	O 10	L 10	30	30	30
	O 20	L 30	30, 32	30, 32	32
	O 30	L 40	32	32	32
prostokąt 	R 20	L 20	32	32	32, 34
	R 30	L 25	32	32	36
kwadrat 	S 10	L 10	30	30	30
	S 20	L 20	30, 32	30, 32	32
	S 30	L 40	32	32	32, 34
	S 40	L 55	32	32	36
trójkąt 	T 10	L 10	30	30	30
	T 20	L 30	30, 32	30, 32	32
	T 30	L 20	32	32	32
	T 35	L 40	32	32	32
	T 40	L 50	32	32	34
trapez 	TO 10	L 15	30	30	30
	TO 30	L 40	32	32	32
	TO 40	L 45	32	32	34

Artic

karta fasonów



Przedstawiciele regionalni Heraeus:

Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków i okolice
tel.: 0600 976 698 Konrad Kędziora k.kedziora@heraeus-kulzer.pl

Warszawa, Lublin, Rzeszów, Kielce i okolice
tel.: 0600 976 792 Grzegorz Welo g.welo@heraeus-kulzer.pl

Poznań, Kalisz, Wrocław, Konin, Sieradz i okolice
tel.: 604 241 425 Piotr Kupis p.kupis@heraeus-kulzer.pl

Konsultanci firmy Heraeus:

stomatologia: lek. dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska
tel.: 0600 975 896 m.grzegorzak@heraeus-kulzer.pl

protetyka: tech. dent. Przemysław Rajczak tel.: 0602 267 218
p.rajczak@heraeus-kulzer.pl


Heraeus - Kulzer kontakt w Polsce
tel./fax: 033 496 35 39 biuro@heraeus-kulzer.pl
Country Manager: Jarosław Bruszewski

www.heraeus-kulzer.pl



O 10 ○		40,9 9,0 7,5	T 30 △		45,5 10,6 8,2
O 20 ○		46,1 9,7 8,4	T 35 △		47,4 10,0 8,8
O 30 ○		47,0 11,0 8,6	T 40 △		49,1 12,1 8,7
R 20 □		43,0 10,0 8,0	TO 10 △		43,3 9,3 8,3
R 30 □		47,8 11,8 8,9	TO 30 △		45,9 10,4 8,6
S 10 □		44,2 9,1 7,9	TO 40 △		47,8 11,0 8,9
S 20 □		44,0 9,9 7,9	L 10 □		33,5 7,8 5,1
S 30 □		49,8 10,5 8,9	L 15 □		33,9 9,5 5,2
S 40 □		53,2 12,6 9,9	L 20 □		35,5 8,9 5,3
T 10 △		44,1 9,0 8,2	L 25 □		37,0 9,2 5,7
T 20 △		45,6 9,8 8,8	L 30 □		35,9 9,0 5,5

L 40 □		36,0 9,0 5,5	L 50 □		39,2 11,1 5,9
L 45 □		38,9 9,6 5,9	L 55 □		40,1 10,6 6,1



30 U		28,9 8,4
30 L		30,7 9,1

32 U		33,1 8,8
32 L		34,8 9,2

30 U		29,4 8,8
30 L		31,0 7,9

32 U		32,1 9,5
32 L		35,3 8,7

30 U		29,2 7,6
30 L		31,0 6,9

32 U		31,4 9,0
32 L		33,5 7,5

34 U		32,5 9,1
34 L		35,3 8,2

36 U		34,0 10,0
36 L		37,6 8,9