

## Numery fasonów oraz możliwe kombinacje

	przednie górne	przednie dolne	boczne 0°	boczne 12°	boczne 33°
0 Obłe	L 01	U 01	GO/GU	EO/EU	BO/BU
	L 02	U 01	GO/GU	EO/EU	BO/BU
	L 03	U 02	GO/GU	EO/EU	BO/BU
	L 04	U 02	GO/GU	EO/EU	BO/BU
	L 05	U 03	HO/HU	FO/FU	CO/CU
	L 06	U 06	HO/HU	FO/FU	DO/DU
△ Trójkątne	A 10	U 04	GO/GU	EO/EU	CO/CU
	A 11	U 05	HO/HU	FO/FU	CO/CU
	A 12	U 07	HO/HU	FO/FU	DO/DU
	A 13	U 07	HO/HU	FO/FU	DO/DU
○ Okrągłe	P 20	U 03	GO/GU	EO/EU	BO/BU
	P 21	U 05	HO/HU	FO/FU	CO/CU
	P 22	U 04	HO/HU	FO/FU	DO/DU
	P 23	U 06	HO/HU	FO/FU	DO/DU


Dostępne w 16 kolorach (A1 – D4).

Wszystkie akrylowe zęby firmy Heraeus Kulzer spełniają normy EN ISO 22112:2006 oraz ANSI/ADA.

Specyfikacja nr 15-1999.

Heraeus - biuro: ☎ (33) 496 35 39, ✉ info-poland@heraeus.com, [www.heraeus-dental.pl](http://www.heraeus-dental.pl)

## Basic karta fasonów



Dystrybutor w Polsce:


**PŁAZA-DENT Bogdan Płaza**  
MATERIAŁY I SPRZĘT STOMATOLOGICZNO-PROTETYCZNY

01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 paw. 17  
tel. / fax: 22 632 20 63  
tel. kom.: 603-274-182  
e-mail: [plazadent@plazadent.pl](mailto:plazadent@plazadent.pl)



## Zęby przednie

<b>A 10</b>		52.2 45.9 9.9 8.3	<b>P 20</b>		49.8 43.2 9.4 8.3
<b>A 11</b>		54.2 48.9 10.3 8.9	<b>P 21</b>		52.5 46.1 10.5 8.4
<b>A 12</b>		56.5 50.1 10.9 9.2	<b>P 22</b>		51.9 45.5 9.7 8.8
<b>A 13</b>		57.6 52.4 12.6 9.9	<b>P 23</b>		54.1 47.1 11.0 8.9
<b>L 01</b>		46.0 41.4 8.3 7.4	<b>L 04</b>		48.9 44.3 10.0 8.0
<b>L 02</b>		47.0 41.9 9.1 7.7	<b>L 05</b>		47.3 42.4 9.7 7.8
<b>L 03</b>		45.5 40.7 9.1 7.5	<b>L 06</b>		54.3 47.4 11.8 8.8



## Zęby przednie

<b>U 01</b>		38.0 32.9 7.7 5.1	<b>U 05</b>		41.9 36.5 9.6 5.6
<b>U 02</b>		37.3 31.3 8.9 5.0	<b>U 06</b>		41.0 36.9 9.4 5.7
<b>U 03</b>		39.2 33.8 9.5 5.2	<b>U 07</b>		45.5 39.2 11.1 5.7
<b>U 04</b>		40.3 35.8 8.9 5.5			

Dostępne w 16 kolorach (A1 – D4).  
 Wszystkie zęby Heraeus Kulzer spełniają normy EN ISO 22112:2006 oraz ANSI/ADA.  
 Specyfikacja nr 15-1999.

## Zęby boczne

<b>GO</b>		29.0 8.6
<b>GU</b>		30.0 8.6
<b>HO</b>		32.6 9.0
<b>HU</b>		34.6 8.9

## Zęby boczne

<b>EO</b>		28.7 8.8
<b>EU</b>		30.3 8.0
<b>FO</b>		31.5 9.5
<b>FU</b>		34.5 8.8
<b>BO</b>		30.0 8.6
<b>BU</b>		32.7 8.6
<b>CO</b>		31.4 8.6
<b>CU</b>		35.0 9.3
<b>DO</b>		33.5 9.1
<b>DU</b>		38.8 10.0